

# CHARIOT MANUEL

## INTERVENTION GROUPE

### MODULE FROID

### PNEUMATIQUE

### EAU - GLYCOL

2 réservoirs 35 litres

**TCO** | **TESTUD**  
Chariots & Outillages

**TRANSICUVE**



## UTILISATION

Nettoyage des groupes MODULE Froid avant intervention en atelier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot Manuel T100 avec rétention
- Construction : ACIER peint avec traverses modulables
- Roues pivotantes, frein et roues fixes

## FONCTIONNEMENT

- Aspiration GLYCOL et remplissage eau du module
- Isolement circuit & contrôle pompe MODULE
- Aspiration eau & soufflage à l'air du MODULE

## ÉQUIPEMENT

- Réservoirs eau & GLYCOL avec inverseurs sens de produit
- Pompe à débit contrôlé spéciale GLYCOL
- Flexibles de raccordement MODULE

Code Article	Référence
CMI-203A3K5.MDL	5132147B

Dimensions	Poids
112 x 60 x 100 cm	68 kg

## VOIR AUSSI

Transicuve 2 x 35 L

▶ TRANSICUVE P.50

